

Přehled vyšetření a biologické referenční intervaly OKB Nemocnice PRIVAMED a.s.

platné od: 30.10.2023

SÉROLOGIE

Vysvětlivky

Pohlaví: M - muž, Z - žena, O - nezáleží na pohlaví

Věk: D - den, T - týden, M - měsíc, R - rok

* typ zkumavky, možné interference

HEPATITIDY								
* Vacuette, červený uzávěr, sep. gel, aktivátor.								
Materiál	Název metody	Měrná jednotka	Pohlaví	Věk od	Věk do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Hodnocení
sérum	Anti-HAV IgG	S/CO	O	1D	110R	0	0,99	negativní
						> 1,0	-	pozitivní
Materiál	Název metody	Měrná jednotka	Pohlaví	Věk od	Věk do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Hodnocení
sérum	Anti-HAV IgM	S/CO	O	1D	110R	0	0,79	negativní
						> 0,80	-	pozitivní
Materiál	Název metody	Měrná jednotka	Pohlaví	Věk od	Věk do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Hodnocení
sérum	HBSAg	S/CO	O	1D	110R	0	0,99	negativní
						> 1,0	-	pozitivní
Materiál	Název metody	Měrná jednotka	Pohlaví	Věk od	Věk do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Hodnocení
sérum	Anti-HBs	IU/l	O	1D	110R	0	10	negativní
						> 10	-	pozitivní
Materiál	Název metody	Měrná jednotka	Pohlaví	Věk od	Věk do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Hodnocení
sérum	Anti-HBc celk.	-	-	-	-	-	-	negativní/pozitivní
Materiál	Název metody	Měrná jednotka	Pohlaví	Věk od	Věk do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Hodnocení
sérum	Anti-HBc IgM	-	-	-	-	-	-	negativní/pozitivní
Materiál	Název metody	Měrná jednotka	Pohlaví	Věk od	Věk do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Hodnocení
sérum	HBeAg	-	-	-	-	-	-	negativní/pozitivní
Materiál	Název metody	Měrná jednotka	Pohlaví	Věk od	Věk do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Hodnocení
sérum	Anti-HBe	-	-	-	-	-	-	negativní/pozitivní
Materiál	Název metody	Měrná jednotka	Pohlaví	Věk od	Věk do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Hodnocení
sérum	Anti-HCV	S/CO	O	1D	110R	0	0,99	negativní
						> 1,0	-	pozitivní
PROTILÁTKY PROTI TETANU								
* Vacuette, červený uzávěr, sep. gel, aktivátor.								
Materiál	Název metody	Měrná jednotka	Pohlaví	Věk od	Věk do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Hodnocení
sérum	Anti-tetanický toxoid IgG	IU/ml	O	1D	110R	-	< 0,01	Doporučeno základní očkování
sérum	Anti-tetanický toxoid IgG	IU/ml	O	1D	110R	0,01	0,1	Doporučeno přeočkovat - 1 dávka, serolog. kontrola za 4-8 týdnů
sérum	Anti-tetanický toxoid IgG	IU/ml	O	1D	110R	0,11	0,5	Doporučeno přeočkovat - 1 dávka
sérum	Anti-tetanický toxoid IgG	IU/ml	O	1D	110R	0,51	1	Nyní není nutné očkovat, doporučena kontrola za 3 roky
sérum	Anti-tetanický toxoid IgG	IU/ml	O	1D	110R	> 1	-	Nyní není nutné očkovat, doporučena kontrola za 5 let